

MS 6 AUT

Semi-Automatic Capsule Filling Machine



MACHINE	BATCH Q.TY	PRODUCTION / H	CUP SIZES	ACCESSORIES	POWER CONSUMPTION Kw	POWER SUPPLY Kw	DIMENSION s LxWxH cm	WEIGHT Kg.	COMPRESSED AIR BAR
MS 6 AUT	300	16000	000/5	CAPSULE REDUCERS, HOPPERS FOR PELLETS, TABLETS, ETC	0,085	110/230 SINGLE PHASE	50x40x70	55	4-8



Macchina semi-automatica per capsule

Macchina opercolatrice semiautomatica a funzionamento pneumatico per la preparazione di 300 capsule. Le operazioni di apertura e chiusura delle capsule e la compressione delle polveri si effettuano premendo dei pulsanti posizionati sul frontale della macchina. In tale modo è assicurata una perfetta costanza delle operazioni e soprattutto la compressione delle polveri all'interno delle capsule è sempre uniforme. Abbinata all'orientatore MS-4/7 o MS 1, la macchina è disponibile per tutti i formati delle capsule in gelatina dura dal 000 al 5.

Gli accessori a contatto con le polveri si rimuovono con estrema facilità agevolando gli operatori nella manutenzione quotidiana.



Semi-Automatic Capsule Filling Machine

The MS 6 AUT is a pneumatically driven semi-automatic capsule filling machine for preparing 300 capsules at a time. The operations of capsule opening and capsule closing and the compression of powders are carried out by the respective buttons located on the front of the machine. The automation of these steps ensures their perfectly regular repetition so that the compression of powders inside the capsules is always uniform. Normally combined with the MS 4/7 or MS 1 orientator, the machine is available for all hard gelatin capsule sizes from 000 to 5.

Cleaning operations as well are very simple: accessories coming in contact with the powders can be removed extremely easily, facilitating daily maintenance.



Máquina semiautomática para cápsulas

Máquina operculadora semiautomática con funcionamiento neumático para la preparación de 300 cápsulas. Las operaciones de apertura y cierre de las cápsulas y la compresión de los polvos se hacen pulsando los botones situados en la parte frontal de la máquina. De esta manera se garantiza una perfecta constancia de las operaciones y sobre todo, la compresión de polvos dentro de las cápsulas es siempre uniforme. Combinado con el orientador MS-4/7 o MS 1, la máquina está disponible para todos los tamaños de cápsulas de gelatina dura del 000 al 5. Los accesorios de contacto con el polvo se remueven con extrema facilidad facilitando a los operadores en el mantenimiento diario.



Machine semi-automatique pour capsules

Machine encapsuleuse semi-automatique à fonctionnement pneumatique pour la préparation de 300 gélules. Les opérations d'ouverture et de fermeture des gélules et la compression de la poudre s'effectuent par simple pression des touches positionnées à l'avant de la machine. La régularité des opérations est ainsi garantie et la compression de la poudre à l'intérieur des capsules uniformisée. Généralement couplée aux orienteurs MS 4/7 ou MS 1, la machine s'adapte à tous les formats de capsules en gélatine dure de 000 à 5. Les opérations de nettoyage et d'extraction des accessoires en contact avec la poudre sont tout aussi aisées et ne poseront aucun problème aux agents chargés de l'entretien journalier.



Halbautomatische maschine für kapseln

Die halbautomatische kapselaufzeitmaschine ist für die funktion der reifen für die beritung 300kapseln. Die operationen für die offnung und schliessung der kapseln und das pressen der pulver werden durch das drücken einiger tasten die frontal der maschine sind.



Disponibili Tramogge speciali per riempimento, pellets, cronoidi, mini compresse
Special hoppers to fill pellets, mini-tablets available